

ReSound LiNX Quattro™

# Confiança nos pequenos detalhes





Apresentando

## ReSound LiNX Quattro™

Melhoramos ainda mais a qualidade sonora, a transmissão de áudio, o suporte à distância e a personalização via ReSound Assist do nosso novo aparelho auditivo. Tudo isso em uma única solução auditiva recarregável.

Além disso, o aparelho oferece uma qualidade auditiva incomparável por meio da experiência Layers of Sound, inspirando confiança nos momentos que você mais precisa.

Experiência sonora  
incomparável




## FALA MAIS NÍTIDA

Desenvolvido a partir de anos de inovação, nós continuamos sendo pioneiros na tecnologia de soluções auditivas, ajudando as pessoas a ouvirem melhor todos os dias de suas vidas. Nossas soluções permitem que você perceba os sons da fala e os sons ambientais vindos de qualquer direção. Seja em uma rua movimentada ou em um teatro silencioso, você poderá ouvir a sua conversa e continuar ouvindo os sons ao seu redor.

## SONS MAIS COMPLETOS

Com o ReSound LiNX Quattro não existem limites para sua experiência sonora e você poderá ouvir até os detalhes mais sutis. Os sons graves e agudos serão naturais. As situações silenciosas serão realmente silenciosas e situações barulhentas serão confortáveis e livres de distorção. Você poderá ouvir o cantar dos passarinhos, a risada das crianças e as notas musicais com muito mais prazer e conforto.



Em 95% das vezes, o ReSound LiNX Quattro é o aparelho preferido para ouvir música quando comparado com outros aparelhos premium.

- **ReSound LiNX Quattro**
- **Outros aparelhos auditivos premium**

## **EXPERIÊNCIA SONORA MAIS RICA**

O barulho da máquina de café e os sons musicais serão mais claros e enriquecidos com o ReSound LiNX Quattro, pois ele é capaz de melhorar a sua percepção dos sons do ambiente.

O resultado é uma experiência sonora mais rica.

### **MELHOR AVALIADO NOS TESTES CEGOS**

Nos testes cegos de escuta, as pessoas conseguiram localizar e entender melhor a fala em ambientes ruidosos com o ReSound LiNX Quattro. E o ReSound LiNX Quattro foi significativamente melhor avaliado para qualidade de som para ouvir música.

Saiba mais sobre a experiência sonora em [resound.com.br](https://resound.com.br)





# Conectividade completa e inigualável

## **MAIS PERCEPÇÃO SONORA, AÇÃO E RITMO**

Quando você atende ao telefone no caminho para o trabalho, você poderá entender toda a conversa. Assistindo à TV em casa, você perceberá mais detalhes. Dirigindo pela cidade, você poderá ouvir as direções do GPS em tempo real. O ReSound LiNX Quattro oferece uma transmissão de áudio excepcional, sendo compatível com a maioria dos dispositivos. Tudo isso com um som mais nítido e mais completo para que você possa desfrutar de todos os detalhes da fala e de qualquer outro áudio transmitido diretamente para os seus aparelhos auditivos.

Saiba mais sobre a transmissão direta de áudio e da compatibilidade dos smartphones em [resound.com.br](https://resound.com.br)





## **GANHE CONFIANÇA AO TELEFONE**

Agora, você poderá ter mais clareza nas ligações. Pesquisas mostram que, quando a ligação é transmitida diretamente para os seus aparelhos auditivos, você consegue entender 50% mais da conversa do que quando você faz uma chamada sem transmissão. E agora, você consegue transmitir direto do seu iPhone e celular Android, sem necessitar de nenhum dispositivo intermediário.

## **O NÚMERO UM EM TRANSMISSÃO**

Quando transmitido direto do iPhone, os usuários avaliaram a qualidade sonora do ReSound LiNX Quattro como 37% melhor, em relação a outros aparelhos auditivos premium.

## **MAIS AÇÃO DA TV**

Ouçã as notícias, assista aos filmes e ouça a trilha sonora com mais clareza e com o seu volume personalizado sem que seus familiares percebam.

**ReSound Assist**

# Personalização e suporte em qualquer lugar

## **CUIDADOS AUDITIVOS AINDA MAIS PERSONALIZADOS**

O ReSound Assist está revolucionando a maneira como você recebe cuidado auditivo. Em casa, no trabalho ou de férias, o aplicativo ReSound Smart 3D™ permite que você envie solicitações de ajuste fino ou de atualização, diretamente para o seu fonoaudiólogo.

## **MAIS SUPORTE EM TODAS AS ETAPAS**

Após experimentar os seus novos ajustes, você pode enviar uma avaliação para seu fonoaudiólogo. Dessa forma, o suporte continua e seu fonoaudiólogo tem a certeza que você está bem adaptado aos novos ajustes, ou se é necessária uma nova atualização.



Quem já utilizou o ReSound Assist, aprecia o cuidado auditivo extra que recebeu, a facilidade de uso e a conveniência oferecida pelo aplicativo.

## **OS USUÁRIOS DO RESOUND ASSIST ESTÃO DIZENDO:**

**83%** “É muito fácil solicitar suporte pelo aplicativo”

**89%** “É fácil aplicar os novos ajustes pelo aplicativo”

**77%** “Os novos ajustes melhoraram a minha experiência auditiva”



## Aplicativo ReSound Smart 3D™

# Otimização a qualquer momento, em qualquer lugar

O ReSound LiNX Quattro se adapta automaticamente ao ambiente, mas você pode personalizar ainda mais a sua experiência sonora. Com o nosso aplicativo, você tem tudo o que precisa para realizar os ajustes de maneira discreta e imperceptível.



Saiba mais sobre o aplicativo ReSound Smart 3D™  
em [resound.com.br](https://resound.com.br)



Abaixo, estão os exemplos das ferramentas disponíveis no Aplicativo ReSound Smart 3D™.

### **ENRIQUECIMENTO SONORO**

Acesse ajustes auditivos extras e obtenha um som mais completo ao regular os sons, graves, médios e agudos.

### **SITUAÇÃO DA CARGA DA BATERIA**

Monitore o nível da bateria em cada um dos aparelhos auditivos recarregáveis e receba uma notificação quando chegar o momento de carregá-los.

### **ENCONTRE O MEU APARELHO AUDITIVO**

Caso você esqueça o local onde deixou os aparelhos auditivos, você poderá lembrar-se ao ver a última posição disponível no mapa.

### **ALÍVIO PARA O ZUMBIDO**

Experimente a sensação de alívio do zumbido ao ouvir sons ambientais agradáveis e relaxantes.

TEMPO DE CARREGAMENTO	HORAS DE DURAÇÃO DA BATERIA
3 horas =	30 <sup>h</sup> com 12h de transmissão de áudio 24 <sup>h</sup>
1 hora =	16 <sup>h</sup>
30 minutos =	8 <sup>h</sup>



# A solução auditiva recarregável mais avançada no mundo

O ReSound LiNX Quattro apresenta a solução auditiva recarregável mais avançada do mundo com uma bateria de lítio completamente protegida. Essa bateria de longa duração lhe dá autonomia para um dia inteiro sem trocas de pilhas. À noite, basta colocar os aparelhos auditivos no estojo indutor para prepara-los para o próximo dia. Do acordar até a hora de dormir, você poderá confiar nessa solução auditiva recarregável.

## **CONFIANÇA ABSOLUTA COM UMA RECARGA COMPLETA**

Desfrute de 24h de som mesmo quando estiver transmitindo áudio da TV ou do celular.

## **UMA CARGA RÁPIDA PARA REINICIAR AS ATIVIDADES**

Caso você esteja fora de casa ou se esqueça de carregar os aparelhos durante a noite, você poderá desfrutar dos sons com uma carga rápida.

# Liberdade para recarregar em qualquer lugar

## **UM CARREGADOR FUNCIONAL E ELEGANTE**

Ele pode ser guardado em qualquer lugar, mantendo seus aparelhos auditivos carregados e protegidos onde quer que você vá.





O carregamento por indução é mais seguro e permite o recarregamento de maneira conveniente e discreta. Além de poder monitorar o status da bateria no aplicativo ReSound Smart 3D™, as luzes de LED indicarão que o recarregamento começou. O carregador é capaz de fornecer 3 cargas completas e as luzes de LED mostram o nível da bateria do estojo e dos aparelhos auditivos.



# Baixo consumo de bateria

Qualidade sonora, alta performance e baixo consumo de bateria - você poderá aproveitar qualquer ambiente.

## Cores

### Disponíveis



Sterling  
Grey



Black



Medium  
Blonde



Dark  
Brown

### Sob encomenda



Anthracite



Beige



Light  
Blonde



Pearl  
White



Silver



Gloss  
Anthracite



Gloss  
Black



Gloss  
Medium  
Blonde



Monza  
red



Ocean  
blue



**A SOLUÇÃO AUDITIVA RECARREGÁVEL  
MAIS AVANÇADA DO MUNDO**

As pessoas com perda de audição são o centro de tudo o que fazemos porque sabemos que elas depositam sua confiança em nós. Essa é a razão pela qual nós não paramos de desenvolver novas tecnologias, com qualidade inquestionável, por mais de 150 anos, para otimizar o envolvimento, a conexão e o protagonismo dessas pessoas, transformando suas vidas com o poder da audição.

A ReSound é parte do Grupo GN, pioneiro em uma qualidade sonora de excelência proveniente dos aparelhos auditivos da ReSound e dos dispositivos de áudio da Jabra. O Grupo GN foi fundado em 1869, emprega mais de 5.000 pessoas e está listado na NASDAQ OMX de Copenhagen.

Saiba mais sobre como o ReSound LiNX Quattro™ pode fornecer confiança para você em [resound.com.br](https://resound.com.br)

 [facebook.com/resoundbrasil](https://facebook.com/resoundbrasil)

 [instagram.com/resoundbrasil](https://instagram.com/resoundbrasil)

### **GN Hearing do Brasil**

Rua do Paraíso, 139

6º, 8º e 9º andares

CEP 04103-000

São Paulo - SP

Tel.: (11) 3016 8350

[resound.com.br](https://resound.com.br)

2019 GN Hearing A/S. Todos os direitos reservados. ReSound é uma marca registrada da GN Hearing A/S. Apple, o Apple logo, iPhone, iPad e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google LLC. O Bluetooth é uma palavra marca e seus logos são marcas registradas e de posse da Bluetooth SIG, Inc.