

ReSound LiNX Quattro™

Vertrouwen tot in de kleinste details



ReSound GN
.....



Dit is de

ReSound LiNX Quattro™

Onze nieuwste Premium-Plus hoortoestel gaat met zijn rijkere geluid en ongeëvenaarde streamingmogelijkheden elke verwachting te boven. Met ReSound e-Assist stelt uw hoorspecialist uw instellingen op afstand bij, waar u ook bent. De ReSound LiNX Quattro is de meest geavanceerde oplaadbare hooroplossing ter wereld.

Briljante
geluidsbeleving




DUIDELIJKER SPRAAKVERSTAAN

Op basis van onze jarenlange ervaring met innovatieve hoortoesteltechnologie blijven wij pionieren om ervoor te zorgen dat mensen beter horen in hun dagelijks leven. Onze unieke hooroplossing maakt het voor u gemakkelijker om spraak en andere geluiden te horen vanuit verschillende richtingen. Of u nu in een drukke straat wandelt of in een rustig theater zit, u kunt zich op het gesprek concentreren én u hoort alle geluiden om u heen.

RIJKERE GELUIDEN

Met de ReSound LiNX Quattro zijn er vrijwel geen grenzen aan uw geluidsbeleving. U hoort alle geluiden tot in de kleinste details. Zowel de lage als de hoge tonen klinken natuurlijker en voller. In rustige situaties klinkt het ook echt rustig en harde geluiden klinken prettig, helder en niet vervormd. Geluiden zoals een fluitende vogel, het lachen van kinderen en de noten van muziek kunt u nu beter horen en aangener waarnemen.



van de gebruikers geeft voorkeur aan ReSound LiNX Quattro in vergelijking met andere premium hoortoestellen voor het beluisteren van muziek.



ReSound LiNX Quattro



Andere premium Made for Apple-hoortoestellen

RIJKERE GELUIDSBELEVING

Het pruttelende koffiezetaapparaat in de ochtend en muziek in de avond.

Dankzij de verbeterde helderheid en volheid van klanken met ReSound LiNX Quattro klinkt uw favoriete omgeving helderder, natuurlijker en rijker dan ooit tevoren.

Het resultaat is een briljante geluidsbeleving.



* Op ware grootte

ReSound LiNX Quattro™

Lees meer over de briljante geluidsbeleving op
resound.com





Ongeëvenaarde complete streaming

MEER DIEPGANG, DYNAMIEK EN RITME


Als u in de trein een telefoongesprek voert, kunt u elk woord verstaan. Als u thuis televisie kijkt, voelt u de spanning van de serie. En als u door de stad rijdt, hoort u uw navigatie-app luid en duidelijk. Met de ReSound LiNX Quattro beleeft u een bijzondere streamervaring vanaf vrijwel elke audiobron. Met helderder, voller en rijker geluid kunt u tot in detail genieten van spraak, noten en tonen - alles rechtstreeks gestreamd naar uw hoortoestellen.

Lees meer over de streambeleving en bekijk de lijst met compatibele smartphones op
resound.com



VERTROUWEN TIJDENS TELEFONEREN

U kunt nu telefoongesprekken voeren die een stuk duidelijker klinken. Uit onderzoek blijkt dat u gemiddeld 50% meer van het gesprek verstaat als het naar uw hoortoestellen wordt gestreamd dan tijdens een gewoon telefoongesprek.



Bij streaming vanaf een iPhone gaf 64% van de luisteraars de voorkeur aan de geluidskwaliteit van ReSound LiNX Quattro.

- ReSound LiNX Quattro**
- Andere premium hoortoestellen**

MEER ACTIE BIJ TV KIJKEN

Luister naar het nieuws, kijk en luister naar films met verbeterde geluidskwaliteit.

U verhoogt het TV-volume alleen in uw hoortoestel, uw gezinsleden merken er niets van.

ReSound e-Assist

Persoonlijk geluid en support

EXCLUSIEVE HOORZORG

ReSound e-Assist verandert de service die u van uw hoorspecialist krijgt. Of u nu thuis, op het werk of op vakantie bent, met de ReSound Smart 3D™ app kunt u vanaf elke plek een aanvraag sturen voor fijnafstelling, aanpassingen en updates.

Uw hoorspecialist werkt uw instellingen bij en stuurt ze rechtstreeks naar de app.

MEER ONDERSTEUNING TIJDENS HET HELE PROCES

Nadat u uw nieuwe instellingen hebt uitgetest kunt u uw hoorspecialist eenvoudig via de app laten weten of u tevreden bent. Zo blijft u ondersteuning ontvangen en kan uw hoorspecialist ervoor zorgen dat u tevreden bent met de nieuwe instellingen.

Lees meer over ReSound e-Assist op
resound.com




Degenen die ReSound e-Assist al hebben gebruikt, waarderen de extra service die ze krijgen en het gemak waarmee ze het kunnen gebruiken.

**DIT IS WAT GEBRUIKERS VAN RESOUND
e-ASSIST ZEGGEN:**

83% 'Het is gemakkelijk om een aanvraag voor service te versturen via de app'

89% 'Nieuwe instellingen zijn eenvoudig te installeren via de app'

77% 'De nieuwe instellingen hebben mijn geluidsbeleving verbeterd'




ReSound Smart 3D™ app

Overal en altijd het beste geluid

ReSound LiNX Quattro hoortoestellen passen zich automatisch aan uw omgeving aan, maar u kunt de details van uw geluidsbeleving zelf nog verder aanpassen. Met de ReSound Smart 3D app heeft u alles wat u nodig heeft voor discrete en snelle aanpassingen. U bepaalt zélf hoe u de geluiden om uw heen wilt ervaren.



Lees meer over de ReSound Smart 3D app op
resound.com



Hieronder leest u meer over de functies in de ReSound Smart 3D app.

SOUND ENHANCER

Doe extra geluidsaanpassingen en verrijk de geluidskwaliteit door het aanpassen van de bas-, midden- en hoge tonen.

ACCUSTATUS

Bekijk hoe vol de accu van uw oplaadbare hoortoestel is en ontvang een melding als u ze weer moet opladen.

MIJN HOORTOESTEL ZOEKEN

Bent u uw hoortoestellen kwijt?
Op een plattegrond ziet u waar ze voor het laatst met de app verbonden waren.

VERLICHTING VAN TINNITUS

Ervaar verlichting van tinnitus door het beluisteren van rustgevende achtergrondgeluiden.

OPLAADTIJF	UREN ENERGIERESERVE
3 uur =	30 24 met 50% streamingtijd
1 uur =	16
30 minuten =	8



's Werelds meest geavanceerde oplaadbare hooroplossing

ReSound LiNX Quattro is het meest geavanceerde oplaadbare hoortoestel ter wereld, met een volledig gesealde lithium-ion accu. Deze kleine, discrete accu heeft een lange gebruiksduur. U kunt erop vertrouwen dat uw hoortoestellen meer dan een etmaal werken. U heeft dus nooit meer gedoe met batterijen. 's Nachts plaatst u uw hoortoestellen simpelweg in de oplader om ze op te laden voor de volgende dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kunt u vertrouwen op deze compleet oplaadbare hooroplossing.

VOL VERTROUWEN MET VOLLEDIG OPLADEN

Geniet 24 uur lang van uw accu, zelfs als u de helft van de tijd tv, muziek of andere audio streamt.

SNEL EVEN OPLADEN

Bent u onderweg, op reis of bent u 's nachts uw hoortoestellen vergeten op te laden? Laad ze dan snel even op, zodat u ze overdag toch kunt gebruiken.

Lees meer over het opladen van uw hoortoestellen op
resound.com

Opladen waar u maar wilt


SLANKE EN FUNCTIONELE OPLADER

De kleinste premium oplader op de markt past er gemakkelijk bij in uw koffer of reistas. Hij beschermt uw hoortoestellen en laadt ze op, waar u ook bent.



De hoortoestellen worden via inductie opgeladen. U plaatst ze in de oplader waarin u ze discreet, gemakkelijk en veilig kunt opladen. Het ledlampje op uw hoortoestel geeft aan dat de accu wordt opgeladen. U kunt de accustatus ook bekijken op de ReSound Smart 3D app.

Met een volle hoortoesteloplader kunt u beide hoortoestellen drie keer volledig opladen. Ledlampjes op de oplader tonen de accustatus van zowel de oplader als van de hoortoestellen.



Twee energiezuinige opties

Hetzelfde helderdere, vollere en rijkere geluid is beschikbaar in twee discrete hoortoestelmodellen. Naast het kleine en duurzame oplaadbare model biedt ReSound LiNX Quattro ook een model met vervangbare standaard hoortoestelbatterij. Dankzij een laag energieverbruik en hoge prestaties kunt u in alle vertrouwen genieten van de serene natuur of drukte van de stad.

Kleuren



Zilvergrijs



Antraciet



Zwart



Beige



Lichtblond



Middenblond



Donkerbruin



Parelwit



Metallic



Hoogglans
antraciet



Hoogglans
zwart



Hoogglans
middenblond



Monzarood



Oceaanblauw



**'S WERELDS MEEST GEAVANCEERDE
OPLAADBARE HOOROPLOSSING**



VERVANGBARE BATTERIJ

Mensen met gehoorverlies zijn de kern van alles wat we doen, omdat we weten dat zij ons hun vertrouwen schenken. Daarom zijn we nooit gestopt zijn om te pionieren in innovatieve nieuwe technologieën. Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen zich meer betrokken, verbonden en in controle voelen en hun leven helpen veranderen met de kracht van geluid. Exclusief verkrijgbaar via audiologen en hoorspecialisten.

ReSound is onderdeel van de GN Group en is pionier in geweldig geluid. Van ReSound hoortoestellen tot Jabra headsets voor kantoor en sport. GN is opgericht in 1869, heeft wereldwijd meer dan 5000 werknemers en is genoteerd aan NSDAQ OMX Kopenhagen. GN makes life sound better.

Lees meer over hoe Resound LiNX Quattro™ u vertrouwen in de kleinste details kan geven op **resound.com**.

 facebook.com/resoundhearing

 twitter.com/resoundglobal

 linkedin.com/company/resound

GN ReSound

Postbus 85

6930 AB Westervoort

026 319 5000

Info@resound.com | resound.com

© 2018 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van GN Hearing A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen Google en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.