



ReSound GN

ReSound LiNX 3D™

Framtiden inom  
Smart Hearing  
är här



# Framtiden är här

Smart Hearing kommer att förändra din uppfattning av hörapparater. De anpassar sig till dig så att du slipper anpassa dig till dem.

På stranden eller när du talar i telefon kan du enkelt ansluta dig till omvärlden med ett kristallklart ljud.

Med ReSound LiNX 3D™ kommer du att höra mer än du någonsin kunnat föreställa dig. Du kan använda dem som trådlösa stereohörlurar. Dessutom får du även en ny dimension av kontroll över din hörupplevelse, oavsett var du befinner dig.

Allt detta i en hörapparat som är hållbar, bekväm och praktiskt taget osynlig i örat.

Nu kan du höra mer, göra mer och uppleva mer än du någonsin kunnat föreställa dig.

I en produktserie som började med världens första Made for iPhone-certifierade hörapparat, är ReSound LiNX 3D den nya Smart Hearing hörapparaten från ReSound.


Läs mer om ReSound LiNX 3D och Smart Hearing på [resound.com](https://resound.com)

# Hör mer än du någonsin kunnat föreställa dig

Föreställ dig att kunna prata med dina kollegor mot en bakgrund av surrande köksmaskiner, hackande knivar och fräsande stekpannor.

Med ReSound LiNX 3D är det enklare än det låter.

Det beror på att dessa hörapparater har oslagbar taligenkänning och använder avancerad teknik som optimerar ljudkvaliteten. Du kan höra konversationer från alla håll, till och med i miljöer med skiftande bakgrundsljud.



Eftersom  
ReSound LiNX 3D  
upp till

# 50 %

bättre på att  
identifiera  
tal i olika miljöer\*  
kan du:

Höra

# 80 %

mer av ljuden  
runt omkring dig\*\*

Oavsett var du befinner dig  
missar du aldrig någonting  
som händer runt omkring dig

Uppfatta

# 40 %

mer av tal i  
buller\*\*

Kommunicera aktivt med  
familj, vänner och kollegor -  
även i bullriga miljöer

Jämfört med hörapparater i  
premiumklass från konkurrerande  
tillverkare.

Källor: \*Groth (2016),  
\*\*Jespersen et al. (2016)



Världen är full av ljud som vi inte vill gå miste om – röster, musik, ljudet av en boll som studsar – till och med tickljudet vid ett övergångsställe. Hjärnan har en fantastisk förmåga att kunna tolka ljud och använder olika taktiker beroende på bullernivån. Vår avancerade teknik utnyttjar detta för att hjälpa dig höra och fokusera på det som är viktigt för dig.

Spatial Sense ger en klar och naturlig ljudbild av omgivningen. I mer komplexa ljudmiljöer säkerställer Binaural Directionality III att du kan fokusera på det du vill höra utan att bli avskuren från omgivningen.

**i Visste du?**

Det största bekymret för hörapparatsanvändare är förmågan att kunna orientera sig i alla slags ljudmiljöer.

 Anslutningsmöjligheter

## Mer av de ljud du vill höra

Vi vill kunna höra varandra, men vi vill även kunna lyssna på nyheterna, titta på våra favoritserier och prata i telefon med våra vänner. Med ReSound LiNX 3D blir allt det här enkelt. Faktum är att du kan streama praktiskt taget vilken ljudkälla som helst direkt till hörapparaterna.

ReSound LiNX 3D är en "Made for iPhone"-certifierad hörapparat som fungerar som trådlösa stereohörlurar och streamar ljud direkt från din iPhone, iPad eller iPod touch.

Med ReSound trådlösa tillbehör kan du streama ännu mer ljud, till exempel från din TV, bordet i konferensrummet, eller baksätet i bilen. (Läs mer på sidan 13.)

## Allting fungerar tillsammans

Hör din vän tydligt via ReSound Micro Mic när ni går på fotbollsmatch. Om du svarar i telefon stängs Micro Mic av tills du avslutar samtalet.

### En helt ny värld med appar



Utforskar du en okänd stadsdel? Få köranvisningar streamade direkt till hörapparaterna.



Ska du på utlandsresa? Prova appen Google Translate för att få kyparens rekommendation översatt direkt i ditt öra.



Appar

ReSound Smart 3D™

# Förbättra hörupplevelsen


ReSound LiNX 3D anpassar sig automatiskt till ljudmiljön. Men vem skulle inte vilja ha möjligheten att själv kunna anpassa och kontrollera ljudet precis när som helst?  
Den nya appen ReSound Smart 3D gör det möjligt.



## Du och ditt ljud

### Sound Enhancer

Har du någonsin hamnat i en besvärlig situation där du inte har kunnat uppfatta vad en person säger? Om du behöver mer hjälp än vad snabbknapparna kan erbjuda, ska du trycka på Sound Enhancer för ytterligare alternativ.



Justera bas/  
mellanregister/diskant



Justera brusreducering



Justera talfokus



Justera  
vindbrusreducering

### Favoriter

Spara inställningarna som du gillar mest som favoriter. Du kan även geotagga dem så att de aktiveras automatiskt när du kommer till jobbet, kommer hem eller åker till golfbanan – eller vilken plats du vill.

## Allting finns här

Allt du behöver för en snabb justering finns på huvudskärmen för att kunna nås med ett knapptryck. Så att du alltid känner dig trygg med dina hörapparater och kan agera och reagera på ett naturligt sätt.

**Programkarusell**  
Svep enkelt fram alla dina program

**Valt program**

**Snabbknappar**  
Ljudoptimering med ett knapptryck

**Volym och ljud av**

**Sound Enhancer**  
Smidig åtkomst till finjusteringsfunktioner



Ljudkontroll finns även för Apple Watch

## Du och din hörapparat

Missa inte knappen Mitt ReSound för att få hjälp när du behöver det.

### Hitta hörapparaterna

Om du förlägger hörapparaterna visar appen deras senaste registrerade position på en karta.

### Tips


Lär dig använda hörapparaterna med tips anpassade för dina hörapparater och ljudpreferenser.

Se den kompletta listan över kompatibla enheter på [resound.com/compatibility](https://resound.com/compatibility)

# Kontakt med din audionom oavsett var du befinner dig

Det kan hända att inställningarna som gjordes av audionomen inte fungerar optimalt i vissa situationer. Om du drabbas av återkommande problem med ljudinställningarna – eller behöver mer finjustering än vad appen ReSound Smart 3D app kan erbjuda – så är det dags att aktivera ReSound Assist.

Funktionen finns redan inbyggd i appen och ger dig direktkontakt med din audionom. Du kan använda funktionen direkt när du upplever problem med ljudkvaliteten, vilket innebär att du inte behöver komma ihåg beskrivningen av den exakta ljudmiljön nästa gång du besöker din audionom. Det är enkelt, praktiskt och du får inställningar som optimerats för dina ljudmiljöer.



Med ReSound Assist kan du kontakta din audionom och få nya inställningar via molnet.

## Säker och tillförlitlig anslutning


ReSound Assist drivs på en av marknadens mest tillförlitliga molnplattformar, Microsoft Azure, så att du kan vara trygg i vetskapen om att dina uppgifter är säkra och förblir privata.

# Begär assistans oavsett var du befinner dig


Det kan vara svårt att beskriva ett ljud. Om du behöver en ny inställning hjälper vi dig ta fram ett detaljerat underlag så att din audionom kan göra exakta justeringar.

Informationen består av:


- En diagnostisk bedömning
- Din subjektiva beskrivning
- Ett automatiskt protokoll med dina hörapparaters inställningar



Tryck på Begär assistans i Mitt ReSound



Svara på några korta frågor



Skriv ett personligt meddelande och skicka begäran



# Ta emot uppdaterade inställningar oavsett var du befinner dig

Baserat på dina önskemål kan audionomen uppdatera dina inställningar och skicka dem till dig via appen ReSound Smart 3D. Sedan är det bara att placera hörapparaterna intill mobiltelefonen och trycka på "Installera".

När du har provat de nya inställningarna kan du välja att behålla dem eller återgå till de föregående inställningarna.



### RIE- och BTE-modeller



RIE 61 (312)      RIE 62 (13)      BTE 67 (312)      BTE 77 (13)      BTE 88 (13)

### Färgval för RIE- och BTE



### Allt-i-örat-modeller



IIC (10A)    CIC (10A)    ITC (312)    ITE (312/13)    MIH-S (10A)    MIH (312/13)

### Färgval för allt-i-örat



Ljus    Beige    Mellanbrun    Mörk    Mörkbrun

## Praktiskt taget osynlig

ReSound LiNX 3D hörapparater är så diskreta att du måste ta ur dem för att kunna visa upp dem. De är så diskreta, bekväma och slitstarka att du kanske rent av glömmer bort att du bär dem.



## Fritt från bekymmer

Du ska kunna lita på dina hörapparater.\* Därför är alla komponenter täckta både in- och utvändigt med iSolate nanobeläggning som skyddar mot smuts och fukt.

*\*Hearing Tracker: Viktigaste funktionerna hos hörapparater (2016)*



## Trådlösa tillbehör

Med ReSound kan du välja ur ett komplett utbud av trådlösa tillbehör som utökar din hörsel på avstånd eller i bullriga miljöer. De är lättanvända och gör det möjligt att streama ljud från praktiskt taget alla typer av ljudkällor. Bäst av allt så samverkar allting som ett smart ekosystem: exempelvis stängs ljudet från TV:n av när du får ett telefonsamtal och slås sedan på igen när du avslutar samtalet.



**ReSound Multi Mic**  
Placeras på bordet eller fästs på någons kläder för att streama ljudet direkt till dina hörapparater. Förbättrar hörseln på avstånd i bullriga miljöer.



**ReSound TelefonClip+**  
Ger dig större frihet, ökad komfort och kontroll vid streaming av telefonsamtal, musik eller ljud från din Bluetooth-telefon.



**ReSound TV/Audio Streamer 2**  
Streamar stereoljud direkt till hörapparaterna så att du kan lyssna med exakt önskad volym medan andra personer lyssnar på den volym som passar dem.

Se alla ReSound trådlösa tillbehör på [resound.com](https://resound.com)



# Så säger omvärlden om ReSound Smart Hearing

Smart Hearing hörapparater har fått erkännande över hela världen eftersom de gör framtiden ljusare för personer med nedsatt hörsel.

ReSound LINX 3D är det senaste i en serie prisbelönta Smart Hearing hörapparater från ReSound. De har förändrat resonemanget kring hörapparater – nu diskuteras inte begränsningarna kring bärande av hörapparater utan möjligheterna som skapas genom att använda en av världens smartaste hörapparater.

ReSound Smart Hearing är stolt över följande utmärkelser:



### CES Innovation Award 2017

Hedersutmärkelse för "Best of innovation" inom "Accessible Tech", tilldelad av Consumer Electronic Show, USA



### Die Goldene Concha 2016

Bästa utbudet av hörapparater, tilldelad av oberoende tyska audionomer



### Golden Lobe Award 2016

"Best power hearing system and best mobile app", tilldelad av UK Association of Independent Hearing Health Professionals

# Under huven

Få en överblick över alla unika funktioner och den avancerade teknik som ReSound LiNX 3D erbjuder, som hjälper dig höra mer, göra mer och uppleva mer du någonsin kunnat föreställa dig.

FUNKTIONER	ReSound LiNX3D 9	ReSound LiNX3D 7	ReSound LiNX3D 5
Fullt anpassningsbara program	4	4	4
Synkroniserad programknapp*	■	■	■
Synkroniserad volymkontroll*	■	■	■
Smart Start (fördröjd aktivering)	■	■	■
Phone Now (Autotelefon)	■	■	■
Comfort Phone (Komforttelefon)	■	■	■
Öra-till-öra-kommunikation	■	■	■
Made for iPhone (direkt ljudstreaming)	■	■	■
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV/Audio Streamer 2, TelefonClip+ och Fjärrkontroll 2	■	■	■
ReSound Smart 3D-app	■	■	■
ReSound Smart 3D-app – Sound Enhancer	■		
ReSound Smart 3D-app – ReSound Assist	■	■	■
ReSound Control-app (TelefonClip+ krävs)	■	■	■
<b>AUDIOLOGISKA FUNKTIONER</b>			
WARP-kompression – antal band	17	14	12
Binaural Directionality III	■		
Spatial Sense (Avancerad Omni)	■		
Binaural Directionality (Binaural Riktverkan)		■	
Natural Directionality II (Naturlig Riktverkan II)	■	■	■
Riktningmixprocessor	■	■	■
Justerbar riktningmix	■		
Synchronized SoftSwitching	■	■	
Softswitching			■
Autoscope Adaptive Directionality (Adaptiv Riktverkan)	■		
Multiscope Adaptive Directionality (Adaptiv inzoomning)		■	
Adaptive Directionality (Adaptiv riktverkan)			■
Binaural Environmental Optimizer II (Binaural Miljöoptimering II)	■		
Miljöoptimering II		■	
Noise Tracker II	■	▣	□
Expansion	■	▣	□
Wind Guard (Vindbrushanterare)	■	▣	□
DFS Ultra II	■	■	■
Music Mode (Musikläge)	■	■	■
Auto DFS	■	■	■
Synchronized Acceptance Manager (Acceptansverktyg)	■	■	■
Tinnitus Brusgenerator med Nature Sounds (Naturljud)	■	■	■

■ Avancerad    ▣ Mellan    □ Basic

\* Utvalda modeller

Se datablad för en komplett lista över funktioner





Allting vi gör kretsar kring människor med nedsatt hörsel. Våra prisbelönta ReSound® Smart Hearing hörapparater hjälper människor känna sig mer engagerade, anslutna och i kontroll. I en allt mer uppkopplad värld, ser vi helheten och utmanar normen så att vi kan förbättra tillvaron för människor med nedsatt hörsel. Säljs exklusivt genom legitimerade audionomer.

ReSound ingår i GN Group – och är pionjärer inom högklassigt ljud, från världsledande ReSound hörapparater till Jabra headset och sporthörlurar. Grundat 1869, med över 5 000 anställda och börsnoterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. GN makes life sound better.

Läs mer om hur Resound LiNX 3D™ kan hjälpa dig få ut det bästa av livet på [resound.com](https://resound.com)

 [facebook.com/gnhearingSE](https://facebook.com/gnhearingSE)

 [twitter.com/resoundglobal](https://twitter.com/resoundglobal)

#### Globalt huvudkontor

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Danmark  
Tel: +45 4575 1111  
[resound.com](https://resound.com)

#### Sverige

GN Hearing Sverige AB  
Gårdatorget 2  
SE-412 50 Göteborg, Sverige  
Tel: +46 31 800 150  
[info-se@gnhearing.com](mailto:info-se@gnhearing.com)  
[resound.com](https://resound.com)

#### Finland

GN ReSound Finland Oy / Ab  
PL7 (Koronakatu 1B)  
FIN-02211 Espoo, Finland  
Puh.: +358 9 4777 9700  
[kuulo@gnresound.com](mailto:kuulo@gnresound.com)  
[resound.com](https://resound.com)